


## 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原定量検査について


- 新型コロナウイルス感染症診断および治療効果の判定には、遺伝子検査（PCR法）が知られておりますが、本検査は処理液によりウイルス粒子を壊し、新型コロナウイルス抗原を抽出して測定する原理で、検査感度の面でPCR法に劣らない臨床成績を有する検査です。



- 本検査は、鼻腔ぬぐい液を用い、新型コロナウイルス感染の診断の補助となるものです。

### ・検体採取

鼻咽頭ぬぐい液の採取



- 検査結果が「陰性」になった場合は、鼻咽頭ぬぐい液に、本検査で検出できる量の新型コロナウイルスが、含まれていなかった事を意味します。必ずしも、「陰性＝新型コロナウイルスに感染していない」わけではありませんので、マスクの着用、手洗い、3つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避ける等、感染対策の実施をお願い致します。

- 本検査で、1 pg/ml 以上だった場合には、保健所の指示に従ってください。